



Step In



Strap Up



And Go!

MAINTENANCE

Designed for single person use only.

INDICATION

The Aircast® AirSport™ is designed to provide support and protection for healthy ankles.

LATEX

All Aircast products are latex-free.

CARE

The entire AirSport can be hand washed in lukewarm water with mild soap and air dried.

WARRANTY POLICY

Aircast will provide prompt refund for any product that does not satisfy the customer for a period of 90 days from purchase.

EMPLOI

Conçu pour une utilisation par une seule personne.

INDICATION

La chevillère Aircast® AirSport™ est conçue pour soutenir et protéger les chevilles saines.

LATEX

Les produits Aircast ne contiennent pas de latex.

ENTRETIEN

La chevillère AirSport complète peut être lavée à la main dans l'eau tiède avec un savon doux puis séchée à l'eau.

GARANTIE

Aircast remboursera dans les plus brefs délais tout produit n'offrant pas entière satisfaction à son acheteur, pendant une durée de 90 jours à compter de la date d'achat.

MANTENIMIENTO

Diseñado para ser usado solo por una persona.

INDICACIONES

El AirSport™ de Aircast® está diseñado para proporcionar soporte y protección a los tobillos saludables.

LÁTEX

Ningún producto de Aircast contiene látex.

CUIDADO

El AirSport completo se puede lavar a mano en agua tibia con un jabón suave. Se seca al aire.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Aircast reembolsará el costo de cualquier producto que no sea de la satisfacción del cliente durante los 90 días de la fecha de compra.

EU Representative

AIRCAS
EUROPE GmbH

Georg-Wiesböck-Ring 12
D-83115 Neubeuern
Tel: 00800-00 85 24 33 (free phone)
0049 8035 87 99 50
Fax: 00800-00 85 40 15 (free fax)
0049 8035 87 99 87


Manufacturer

CE AIRCAST
LLC

92 River Road
Summit, NJ/USA 07902-0709
Tel: (908) 273-6349
Tel: (800) 526-8785
Fax: (800) 457-4221
Fax: (908) 273-1060

R 12/20/04
02M100C
0226

AIRCAS
LLC
AirSport
™
Ankle Brace




- Put on sock
- Unfasten straps and open brace
- Slide foot, toe first, into back of brace
 - Pull brace shells upward and align shells with sides of ankle




- Enfiler une chaussette
- Défaire les sangles et ouvrir la cheville
- Glisser la pointe du pied dans la cheville
 - Tirer les côtés de la cheville vers le haut et les placer de part et d'autre de la cheville




- Póngase la media
- Desabroche las tiras y abra el aparato
- Póngase el aparato, entrando los dedos primero por la parte de atrás y deslizando el pie hacia adentro
 - Ponga las piezas laterales del aparato hacia arriba de modo que queden alineadas con los lados del tobillo




- Wrap Achilles strap around back of ankle and secure snugly




- Passer la sangle de tendon derrière la cheville et l'attacher en serrant fermement




- Pase la tira de Aquiles por detrás del tobillo y amárrela bien



- Pull the ATF cross-strap until it is snug
- Wrap around back of ankle and secure snugly



- Tirer fermement sur la sangle croisée ATF
- Passer la sangle croisée derrière la cheville et l'attacher en serrant fermement



- Hale la tira ATF hasta que se sienta ajustada
- Pásela por detrás del tobillo y amárrela bien



- Put on lace shoe or sneaker



- Porter une chaussure de ville ou de sport à lacet



- Póngase un zapato de cordones o zapatos tenis.

To adjust fit,
tighten or loosen
ATF cross-strap

Pour ajuster la tenue,
serrer ou desserrer
la sangle croisée ATF

Para ajustar como le
queda el aparato, afloje
o apriete la tira ATF